

# Die Herausforderung mit den Aerosolen meistern

Ein aktuelles Thema in Zeiten von Covid-19



**Reduzieren Sie den Aerosol Effekt durch unsere regulierbaren Instrumentenschläuche.**

Sie möchten Ihre Patienten und Mitarbeiter vor möglichen Gefahren durch Aerosol schützen? Verwenden Sie unsere bewährte **Wasserregulierung**, die in den Medtronic Instrumentenschläuchen integriert ist.

Sie können durch diese Regulierung den Wasserdurchfluss auf den in der Medizinnorm geforderten Mindestdurchfluss\* von 50 ml/min. einstellen. Die Kontamination durch den Spraynebel wird so entsprechend reduziert.

Generell gilt: Sämtliche Medtronic Instrumentenschläuche mit ausgestatteter Wasserregulierung **vermindern den Aerosol Effekt** und minimieren daher die Kontaminierung durch Covid-19.

\*Es ist darauf zu achten, dass die ausreichende Wassermenge zur notwendigen Kühlung Ihrer Instrumente und individuellen Behandlungen optimal eingestellt ist.




**Verwenden Sie zusätzlich unser Wasserflaschensystem Clean Water.**

Der Wasserdurchfluss an Ihrem Instrument ist immer noch zu hoch? Auch hierfür haben wir eine Lösung: unser hygienisches **Wasserflaschensystem Clean Water** in Kombination mit unseren Instrumentenschläuchen.

Hier wird der Druck automatisch über ein beiliegendes Reduzierventil geregelt, so dass Sie Ihre Einstellungen sicher und schnell vornehmen können.

**Reduzierventile** zur Integration in Ihr bestehendes System sind ebenfalls einzeln erhältlich (zu prüfen von einem Servicetechniker).



Mehr Informationen inkl. Video zum Thema unter:

[www.medtronic-dental.de](http://www.medtronic-dental.de)



[www.youtube.com \(Medtronic Dental\)](http://www.youtube.com (Medtronic Dental))

